

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Display:</b>                               | <b>Touch screen LCD 4.3 pollici</b> |
| <b>Frequenza microcorrenti:</b>               | <b>1 Mhz</b>                        |
| <b>Flusso massimo manipolo idropeeling:</b>   | <b>200 ml./min</b>                  |
| <b>Pressione vacuum manipolo idropeeling:</b> | <b>100 Kpa</b>                      |
| <b>Assorbimento:</b>                          | <b>300 W</b>                        |
| <b>Voltaggio</b>                              | <b>220 V / 60 Hz</b>                |
| <b>Dimensioni apparecchiatura:</b>            | <b>LA 44 x P 41 x H 52 cm</b>       |
| <b>Peso:</b>                                  | <b>20 Kg</b>                        |

laBeaut 

**AQUALAB**

laBeaut 

**AQUALAB**

LA BEAUTÈ srl  
Salerno - ITALY  
Sede commerciale Milano - ITALY

info@labeaute.it - www.labeaute.it

“ Il segreto  
della Bellezza  
nasce **dal'acqua.** ”


## Dispositivo per trattamenti viso e corpo:

- dermoabrasione
- pulizia profonda
- idratazione
- ringiovanimento
- elettroporazione
- iontoforesi



La sua efficacia risiede nel manipolo **ASPIRANTE** e **INFUSORE**


- **ASPIRANTE:** la tecnologia vacuum stimola il microcircolo e l'ossigenazione dei tessuti. Facilita l'apertura dei pori attraverso l'assorbimento dell'acqua che determina un effetto turgore.
- **INFUSORE:** emette acqua distillata o minerale, arricchita con soluzioni ricche di principi attivi concentrati.



Il manipolo aspirante, in sinergia con getto d'acqua e la soluzione attiva con alfa e beta idrossiacidi, rimuove lo strato corneo anche delle pelli più ispessite.


### PLUS

L'utilizzo di acqua minerale addizionata di anidride carbonica favorisce l'apertura e la pulizia dei pori



L'effetto dell'acqua con la vacuum permette l'ossigenazione dell'epidermide tale da aprire i pori, facilitando la rimozione dell'impurità.

Lo sporco accumulato viene rimosso.



- SOLUZIONE A:** esfoliante, a base di AHA (Alfaidrossiacidi) e BHA (Betaidrossiacidi)
- SOLUZIONE B1:** proage, a base di Acido Jaluronico
- SOLUZIONE B2:** oxygen
- SOLUZIONE C:** igienizzante, per la pulizia del circuito interno

Aqualab è dotato, inoltre, di due manipoli che sfruttano delle micro correnti

### Manipolo a sei poli: elettroporazione

Favorisce la veicolazione transdermica delle sostanze funzionali veicolate con il prodotto specifico applicato

### Manipolo bipolare: iontoforesi

Favorisce l'assorbimento dei prodotti precedentemente veicolati con l'elettroporazione, effettua un drenaggio detossinante, produce un effetto liftante.

**AQUALAB** consente la pulizia profonda di ultima generazione, idratazione e nutrizione di lunga durata, grazie alla veicolazione dei principi attivi.

Fondamentale la contemporanea azione **ASPIRANTE** "vacuum" che riattivando il microcircolo, permette ai principi funzionali di essere più facilmente assorbiti.

### Effetti:

- Rimuove le cellule morte
- Riequilibra la cute
- Idrata
- Ristruttura il tessuto, donando turgore
- Veicola i principi funzionali in profondità
- Azione anti-età, liftante

- Trattamento non invasivo e confortevole
- Adatto a tutte le tipologie cutanee
- Risultati visibili fin dalla prima seduta
- No controindicazioni