

## SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications

Frequenza/Frequency	15Hz
Energia max applicabile/Maximum Energy	1J
Alimentazione / Input voltage	230VAC 50/60Hz +/-10%
Potenza assorbita/Power absorption	200VA



**LA BEAUTÉ srl**  
Salerno - Italy  
Sede commerciale Milano - Italy  
info@labeaute.it - www.labeaute.it

# laBeauté


# ONDASHOCK



**La forza che rimodella le tue forme**  
The strenght that reshapes your forms

## EFFETTI BIOLOGICI

Ondashock effettua sulla pelle dei picchiettamenti che diffondono nei tessuti sottostanti delle **onde acustiche** dall'elevata ampiezza ed energia che penetrano molto in profondità (fino a 5cm sotto la pelle). L'urto indotto dal picchiettamento della testina sulla pelle si propaga sui pannicoli adiposi sottocutanei, rompe la membrana degli adipociti consentendo al grasso di fuoriuscire eliminando l'effetto buccia d'arancia.



Durante il trattamento con le onde d'urto viene stimolata la vascolarizzazione e l'ossigenazione dei tessuti, le cellule adipose si riducono di volume fino a riprendere la loro grandezza naturale, viene riattivato il metabolismo tissutale locale, si stimolano i fibroblasti alla produzione di collagene.

### BIOLOGICAL EFFECTS


Ondashock taps the skin and diffuses into the underlying tissues some acoustic waves with high amplitude and energy that penetrate very deeply (up to 5 cm under the skin). The hits induced by tapping the head on the skin spreads on subcutaneous fat deposits, breaking the membrane of adipocytes, it allows the fat to come out and eliminates the orange peel effect. During the treatment with ONDASHOCK you stimulate the blood supply and oxygenation of tissues, the volume of fat cells reduces, you reactivate the local tissue metabolism, you stimulate the fibroblasts to produce collagen.

## AZIONE SNELLENTI E RASSODANTE IN MODO INDOLORE E NON INVASIVO

SLIMMING AND FIRMING ACTION:  
PAIN FREE AND NOT INVASIVE



### Selettività tissutale delle onde acustiche indotte: è possibile selezionare la zona da trattare

Tissue selectivity of the induced acoustic waves:  
you can select the area to be treated



### E' possibile selezionare i cm della "plica" da colpire: fino a 3 cm, fino a 5 cm, oltre i 5 cm

You can select the cm of the zone to hit:  
up to 3 cm, up to 5 cm, beyond 5 cm



## MANIPOLO CON DISCHI AMMORTIZZATI INTERCAMBIABILI

HANDLE WITH INTERCHANGEABLE  
CUSHIONED HEADS



L'impugnatura del manipolo è laterale al campo di vibrazione per evitare fastidi all'operatore durante il trattamento. In dotazione vengono fornite 3 testine di dimensioni diverse: puntale, testina diametro 4 cm, testina diametro 6 cm

Le tre testine sono intercambiabili sullo stesso manipolo e sono ammortizzate in modo da irradiare le onde acustiche come desiderato e focalizzarle così nella zona scelta.

The grip of the handle is lateral to the field of vibration to prevent operator discomfort during treatment. The machine is equipped with three heads of different sizes: tip, 4 cm diameter head, 6 cm diameter head. The three heads are interchangeable on the same handle and are cushioned so that can radiate acoustic waves as desired and target them as well in the chosen area.

## AREE DA TRATTARE

AREAS TO BE TREATED

INTERNO BRACCIA	UNDERARMS
GLUTEI	BUTTOCKS
ADDOME	ABDOMEN
ESTERNO COSCE	OUTER THIGHS
GINOCCHIA	KNEES
FIANCHI	HIP



## RISULTATI

Rimodellamento del corpo  
Trattamento cellulite  
Rassodamento dei tessuti  
Miglioramento dell'elasticità cutanea  
Trattamento delle smagliature  
Riduzione della circonferenze

### RESULTS

Body contouring  
Cellulite treatment  
Firming of tissues  
Improvement in skin elasticity  
Treatment of stretch marks  
Reduction of the circumferences