

Scheda tecnica / Technical specification

Tecnologia/Technology	Diodo laser/Diode laser
Lunghezza d'onda Laser wavelenght	730 nm
Intensità di emissione Output intensity	Diodo piccolo: 5mW/Small Diode: 5mW Diodo grande: 30 Mw/Big diode: 30Mw Emissione totale: 1,26 W/Total output intensity: 1,26W
Placche laser Laser plates	2 placche piccole (1 diodo laser ciascuna) 2 small plates (1 diode) 8 placche grandi (10 diodi laser ciascuna) 8 big plates (10 diodes)
Frequenza/Frequency	1-1000 Hz
Sistema di raffreddamento Laser cooling system	Ad aria/Air cooling
Temperatura di lavoro Working temperature	10-40° C
Alimentazione elettrica Input voltage	ACI 10V/220V 50-60 Hz



T BODY LASER 82 KIT T BODY 82



Salerno - ITALY
Sede commerciale: Milano - ITALY

www.labeaute.it



T BODY LASER 82 KIT T BODY 82



L'ultima frontiera del body shaping
per trattamenti dimagranti e rimodellanti

The last frontier of body shaping
for slimming and reshaping

T-BODY LASER 82 è la nuova tecnologia che utilizza 82 diodi da 730 nm per la riduzione della cellulite e del grasso localizzato.

T-BODY LASER 82 accelera il metabolismo corporeo promuovendo un'intensa lipolisi che riduce gli accumuli adiposi localizzati in maniera non invasiva, rimodellando le forme.

Dispone di 10 placche, 2 piccole e 8 grandi, che possono essere utilizzate tutte contemporaneamente. Le placche piccole includono 1 diodo da 5Mw; le placche grandi includono 10 diodi: 4 diodi grandi da 30mW e 6 diodi piccoli da 5mW

L'energia laser svolge due azioni fondamentali:

- favorisce la creazione di pori temporanei sulla membrana della cellula adiposa e attiva la LIPASI, l'enzima che effettua l'**IDROLISI DEI GRASSI**, ossia la trasformazione dei **TRIGLICERIDI** in frammenti più piccoli, gli **ACIDI GRASSI** e il **GLICEROLO**
- il calore del laser stimola la produzione di collagene ed elastina rendendo la pelle più sottile e tonica

UK T-BODY LASER 82 is the new technology that uses 82 730 nm diodes for the reduction of cellulite and localized fat.

T-BODY LASER 82 accelerates the body's metabolism by promoting intense lipolysis which reduces localized fat deposits in a non-invasive way, reshaping the body

It has 10 plates, 2 small and 8 large, which can be used all at once. The small plates include one 5Mw diode; while the large plates include 10 diodes: 4 30mW large diodes and 6 5mW small diodes.

The laser energy plays two fundamental actions:

- It favors the creation of temporary pores on the fat cell membrane and activates the lipase, the enzyme that makes the **HYDROLYSIS OF FATS**, ie the change of **TRIGLYCERIDES** to smaller fragments, **FATTY ACIDS** and **GLYCEROL**
- The heat of the laser stimulates collagen and elastin production making the skin firmer and toned



L'azione riducente e rimodellante dell'apparecchiatura è potenziata dalla sinergia con i cosmetici corpo MEDLINE contenuti nel **KIT T BODY 82**.

Il kit contiene:

- 1 Scrub emulsione (250 ml.)
- 1 Crema massaggio (500 ml.)
- 1 Bendaggio cellulite alla fosfatidilcolina (n. 4 buste da 2 bende cad.)
- 1 Fango Snellente (1000 ml.)
- 1 Olio massaggio (500 ml.)
- 1 Crema rassodante (250 ml.)
- 1 Gel freddo gambe (250 ml.)
- 1 Crema cellulite (250 ml.)
- 1 Siero rassodante (200 ml.)
- 1 Crema termoattiva (250 ml.)
- 1 Siero lipolitico (200 ml.)

Prodotti domiciliari

- 1 pz. Crema cellulite (200 ml.)
- 1 pz. Siero lipolitico (100 ml.)

UK The reducing And reshaping action of the machine is increased by the synergy with MEDLINE body cosmetic products contained in the KIT T BODY 82.


- 1 piece Emulsion Scrub
- 1 piece Massage cream
- 1 pack of Wraps with phosphatidylcoline
- 1 piece Slimming Mud
- 1 piece Massage oil
- 1 piece Firming cream
- 1 piece Cold gel for legs
- 1 piece Cellulite cream
- 1 piece Firming Serum
- 1 piece Thermoactive cream
- 1 piece Lipolytic serum

Home use products

- 1 piece Cellulite cream
- 1 piece Lipolytic serum

AREE DI TRATTAMENTO T BODY LASER 82

TREATMENT AREAS



**ADDOME
FIANCHI
COSCE
GLUTEI
BRACCIA
GINOCCHIA**

**KNEE
THIGH
BUTTOCK
STOMACH
ARM
HIP**



SESSIONI DI TRATTAMENTO

Con il **KIT T BODY 82** è possibile effettuare 24 sedute di trattamento (18 + 6 di mantenimento).

L'azione combinata dell'apparecchiatura e del prodotto cosmetico permette di eseguire un protocollo di trattamento ad azione urto con una perdita di cm visibile fin dalle prime sedute.

TREATMENT COURSE

With **KIT T BODY 82** you can make 24 treatments (18 + 6 maintenance sessions). The combined action of the device and cosmetic product allows you to perform a treatment protocol with very strong action which will make you lose cm since the first application.

