



T-BODYSTRONG

MARKETING KIT

- Brochure informativa per il Cliente
Brochure for final Consumer
- Locandina cm 30x42
Poster cm 30x42
- POSTER mt 6x3
- Banner cm 80x200
Roll up cm 80x200
- Cartello vetrina cm 50x70
Showcase panel cm 50x70
- Cartello da terra cm 70x100
Floor panel cm 70x100
- Pagina pubblicitaria
Advertising page
- Vetrofania
Window transfer

PLUS

- Tabella misure
Measurement table
- Giornate di formazione
Training Days
- Giornate promozionali
per il lancio dei trattamenti
Launch days for treatments



LA BEAUTÉ srl - Salerno - Italy - Sede Commerciale: Milano - Italy - info@labeute.it - www.labeute.it



T-BODYSTRONG



SCEGLI LA TUA TAGLIA ORA!
CHOOSE YOUR SIZE NOW!



T-BODY STRONG

MENO CENTIMETRI
VISIBILI FIN DALLA
PRIMA SEDUTA!

LESS VISIBLE
CENTIMETERS FROM
THE FIRST TREATMENT
SESSION!



PROTOCOLLO T-BODY STRONG

È un trattamento urto ad azione tonificante, drenante e riducente che nasce dalla sinergia tra il T-BODY24 e le Linee Cosmetiche La Beauté.

Il T-BODY24, non è un semplice elettrostimolatore, ma un simulatore neurale, in quanto simula l'impulso elettrico che il neurone invia al muscolo per determinarne la contrazione. Offre la possibilità di ottenere contrazioni muscolari assolutamente non fastidiose, progressive, precise, in grado di coinvolgere qualsiasi fascia ci interessi, dalle superficiali alle più profonde, a seconda del risultato desiderato (modellamento, tonificazione, potenziamento della massa muscolare).

Sfrutta una corrente a media frequenza, quindi molto profonda, modulata in ampiezza, fase e frequenza. La profondità di lavoro determina un'azione non solo tonificante ma anche lipolitica, poiché induce al consumo delle scorte cutanee in eccesso rese disponibili dal trattamento cosmetico.

IL TRATTAMENTO

Grazie all'effetto osmotico e all'utilizzo di prodotti cosmetici estratti direttamente dal mare, il Protocollo STRONG determina una detossinazione con conseguente riduzione localizzata visibile fin dalla prima seduta.



T-BODY STRONG PROTOCOL

Is an intensive treatment with toning, draining and reducing action that comes from the synergy between the T-BODY24 and La Beauté Cosmetic Lines.

T-BODY24 is not a simple electrical stimulator but a neural simulator as it simulates the electrical impulse that the neuron sends to the muscle to determine its contraction. It offers the possibility to obtain muscle contractions that are absolutely not annoying, progressive, accurate and able to involve any band we are interested in, from the surface to the deepest layer, depending on the desired result (sculpting, toning, strengthening of the muscle mass).

Uses a medium-frequency current, very deep and modulated in amplitude, phase and frequency. The depth of working determines an action not only invigorating but also lipolytic , because it causes the consumption of fat deposits made available by the cosmetic treatment.



TREATMENT

Thanks to the osmotic effect due to the use of cosmetic products extracted from the sea, the Protocol STRONG determines a detoxification with consequent localized reduction visible since the first treatment session.

